

eco
PULSE

“ DIE NÄCHSTE
PULSE LAVAGE
GENERATION



Carbon
Neutral
Product



CO₂e
Assessed
Product

DER ERSTE UND EINZIGE
CO₂-NEUTRALE
IMPULSSPÜLUNG ”



ECO PULSE™ PULSE LAVAGE SYSTEM



WELCHE VORTEILE BIETET DIE NEUE ECO PULSE?

CO₂ NEUTRAL



Carbon
Neutral
Product

Erste und einzige kohlenstoffneutrale Pulsspülung, die hilft, auf Netto-Null-Ziele hinzuarbeiten.

UMWELTFREUNDLICH



Die Eco Pulse wird ohne Batterien, Motor und Elektronikteile betrieben. Dies reduziert den klinischen Sondermüll um bis zu 55% pro Einsatz.

KOSTEN



Weniger Kosten durch Abfallvermeidung bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

PLATZSPAREND



Das kompakte Design der Eco Pulse benötigt nur wenig Verpackungsmaterial und erhöht dadurch die Lagerkapazität um das 2,5-fache.



Eine stabile Konnektierung minimiert ein Abbrechen bzw. Lecken der P30 Düse während des Spülvorgangs.

PERFORMANCE

Variabler Flüssigkeitsverbrauch 0-1,0 Liter/min.
Variable Pumprate 0-1350 Impulse/min.
* basierend auf dem Akku AB-703. Kann je nach Akkutyp variieren.

ANWENDERFREUNDLICH

Das P30 ECO Pulse Schlauch-Kit wird durch einfaches Aufstecken an ein De Soutter Motorhandstück fixiert und liefert sofort den gewünschten Spülimpuls.

Die Schlauch-Kits der P31er-Serie sind kompatibel mit den Bohrhandstücken der Systeme 7 und 8 der Firma Stryker.

Linvatec®/Hall®, Aesculap® und Synthes® kompatible Adapter sind auf Anfrage erhältlich.

ECO PULSE SETS & TIPPS



PUMPENSÄTZE				
De Soutter Medical Artikel-Nr.	Stryker® Compatible Artikel-Nr.	Eco Pulse Kit	Zweck	Mitgelieferte Spitze(n)
P30-700	P31-700	Saugleistung (Duschspray)	Allgemein Zwecke	P30-121
P30-701	P31-701	Duschspray & Femurkanalspitze mit Saugvorrichtung	Hüftendoprothetik	P30-121/P30-123
P30-702	P31-702	Duschspray & Oberschenkelbürste mit Saugnapf	Hüftendoprothetik	P30-121/P30-124
P30-704	P31-704	Duschspray & Femurkanal-Spitze ohne Saugfunktion	Hüftendoprothetik	P30-120/P30-122
P30-705	P31-705	Hochdruckdüse mit Saugfunktion	Knochenreinigung	P30-125
P30-707	P31-707	(Hochdruck) mit Saugleitung	Hüftendoprothetik	P30-123/P30-125
P30-708	P31-708	(Hochdruck) ohne Saugleitung	Hüftendoprothetik	P30-122/P30-125
P30-709	P31-709	(Fächerspray) mit Saugleitung	Knochenreinigung	P30-127
P30-710	P31-710	(Fächerspray) mit Saugleitung	Hüftendoprothetik	P30-123/P30-127
P30-711	P31-711	(Fächerspray) & Femurbürste mit Absaugung	Hüftendoprothetik	P30-127/P30-124

TIPPS				
Artikel-Nr.	Nutzbare Länge	Eco Pulse Tipp		
P30-121	6cm	Saugleistung (Duschspray)		
P30-125	6cm	Hochdruckdüse mit Saugfunktion		
P30-127	6cm	(Fächerspray) mit Saugleitung		
P30-120	10cm	Duschspray ohne Saugfunktion		
P30-122	25cm	Femurkanal-Spitze ohne Saugfunktion		
P30-123	25cm	Femurkanal mit Absaugung		
P30-124	25cm	Femurkanalbürste mit Absaugung		

Jedes Spülset wird mit einem Absaugschlauch geliefert. Spülsets sowie Spüldüsen werden einzeln steril verpackt in einem Karton zu je 5 Stück geliefert.

GROßBRITANIEN (INTERNATIONALER FIRMENSITZ)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road,
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Email: info@de-soutter.com

DEUTSCHLAND

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Email: deutschland@de-soutter.com

AUSTRALIEN

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam
Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Email: australia@de-soutter.com

ITALIEN

De Soutter Medical Italia
Località Fornace SNC
27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Email: italy @de-soutter.com

ÖSTERREICH

De Soutter Medical Austria
Hauptstrasse 122-124/Büro 01
3420 Kritzensdorf
Österreich
Tel: +43 (0) 676 96 71 770
Email: austria@de-soutter.com

NIEDERLANDE

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Email: nederland@de-soutter.com

BELGIEN

De Soutter Medical Belgium
Bessemmerstraat 14
3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Email: belgium@de-soutter.com

USA

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
 Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040
Email: usa@de-soutter.com

FRANKREICH

De Soutter Médical France
1 252 Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 (0) 5 56 54 89 36
Email : france@de-soutter.com

Für weitere Informationen zu den De Soutter Medical Motorensystemen kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung.

de Soutter
MEDICAL